


B:FORM[®]

**GARANZIA
2 ANNI**



TERMIFORMATRICI

SEGUICI SU:



**Pompa vuoto potente e silenziosa di ultima generazione.
Resistenza ad infrarossi al quarzo con rapidità di risposta senza preriscaldamento.
Dispositivo di risparmio energetico e di sicurezza.
Compatibile con fogli quadrati e rotondi.**

Silent

**Completamente manuale
ma con le stesse prestazioni
dei modelli più costosi.**

Comfort

**Azionamento elettrico
del carrello per un
maggior comfort.**

Deluxe

**Totalmente automatica
per la massima
accuratezza e precisione.**

**BART
MEDICAL[®]**

Via Bassa 36 - 48123 Mezzano (RA) - Italia
Tel. : 0544 523326 - Fax : 0544 523326
sales@bartmedical.com - www.bartmedical.com