



**PRATICAMENTE
INVISIBILE**



**Quadrato
125x125 mm**



**Rotondo
Ø 120 mm**



**Rotondo
Ø 125 mm**

LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER GLI ALLINEATORI

Materiale speciale, trasparente ed elastico, che permette di realizzare un'allineatore dentale che produce una forza delicata e quindi più costante.

Grande elasticità che ottimizza l'adattamento della mascherina alla morfologia dentale, agli attachments e agli spazi interdentali ottenendo degli ottimi risultati. Una migliore adesione permette un punto di contatto più stabile, favorendo la costanza della forza e quindi un movimento più preciso dei denti.

Maggior comfort e miglior facilità di inserimento e rimozione. Gli allineatori costruiti con GHOST ALIGNER non interferiscono sull'estetica e sulla fonasi e, inoltre, non provocano nessun fastidio alle gengive e ai denti dei pazienti.



SPECIFICHE

Rivestito su entrambi i lati da un film protettivo molto sottile (20 micron) che può essere rimosso subito dopo la termoformatura, in questo modo il foglio mantiene la sua trasparenza e lucentezza originale evitando possibili opacità causate dalla superficie porosa del modello.

Disponibile in tutti i formati standard: quadrato (125 x 125 mm), rotondo (Ø 120 mm e Ø 125 mm) e nello spessore di 0,50 mm, 0,75 mm e 1 mm.

Confezione da 20 fogli imbustati insieme in una busta di alluminio a triplo strato per proteggerli dalla luce e dall'umidità.